

Destylator do wody MELAdest 65

karta katalogowa

Producent:	Melag
Kraj:	Niemcy
Wydajność:	0,7 l/h
Czystość wody:	< 19 $\mu\text{S}/\text{cm}^2$
Chłodzenie:	powietrzne
Gwarancja:	12 m-cy



MELAdest- Prosta destylarka z powietrznym systemem chłodzenia. Nie wymaga podłączenia do zewnętrznego źródła wody. Autonomię zapewnia 4 litrowy zbiornik na wodę. Destylat gromadzony jest w plastikowym zbiorniku znajdującym się na wyposażeniu urządzenia.

Destylarka znakomicie sprawdza się w roli producenta wody destylowanej w gabinecie lekarskim lub kosmetycznym zapewniając stałe dostawy wody dla autoklawu, unitu stomatologicznego lub innego urządzenia.

Dane techniczne:

Producent:	Melag
Kraj:	Niemcy
Certyfikaty:	CS
Gwarancja:	12 m-cy
Wydajność:	0,7 l/h
Czystość wody:	< 19 $\mu\text{S}/\text{cm}^2$
Chłodzenie:	powietrzne
Zasilanie:	230 V
Moc pobierana:	585 W
Waga:	3 kg
Wymiary:	fi 20 x 385 cm

Zapraszamy na naszą stronę internetową. Znajdziecie tam Państwo informacje o innych produktach oraz wiele materiałów video i porównań.

www.autoklaw.pl