

Rejestrator cykli sterylizacyjnych MELAprint 60

karta katalogowa

Producent:	MELGA
Kraj:	Niemcy
Typ rejestratora:	drukarka
Nośnik zapisu:	etykiety
Format zapisu:	-



Automatyczna drukarka etykietek.

Drukarka może komunikować się z siecią komputerową lub bezpośrednio z autoklawem klasy Premium-Plus. MELAprint 60 można podłączyć bezpośrednio do autoklawu klasy Premium-Plus lub do sieci. Po zakończeniu sterylizacji i potwierdzeniu rezultatu wskaźników na ekranie, ekran autoklawu wyświetla komunikat z zapytaniem, ile wydrukować etykietek. Komputer czy specjalne oprogramowanie nie są potrzebne.

Etykiety zawierają następujące informacje:

- data sterylizacji
- cykl dnia,
- rezultat wskaźników (jak np. MELAcontrol)
- numer identyfikacyjny personelu.



Zapraszamy na naszą stronę internetową. Znajdziecie tam Państwo informacje o innych produktach oraz wiele materiałów video i porównań.

www.autoklaw.pl