

Zgrzewarka MELaseal 100+

karta katalogowa

Producent:	Melag
Kraj:	Niemcy
Rodzaj zgrzewarki:	impulsowa
Długość elementu zgrzewającego:	25 cm
Szerokość zgrzewu:	10 mm
Nóż do odcinania papieru:	Tak
Max. szerokość rolek papieru:	25 cm



Zgrzewarka MELaseal 100+

- dokładna regulacja temperatury zgrzewania na całej szerokości listwy
- aluminiowa listwa grzewcza
- mimośrodowa dźwignia dociskowa, montowana z prawej lub lewej strony
- czas osiągnięcia temperatury roboczej od momentu włączenia włącznika sieciowego około 2 min.
- lampka sygnalizacyjna oznaczająca gotowość urządzenia do pracy
- wbudowany nóż odcinający umożliwiający szybkie przycięcie folii na dowolnej długości

Dane techniczne:

Producent:	Melag
Kraj:	Niemcy
Certyfikaty:	CE
Gwarancja:	12 m-cy
Rodzaj zgrzewarki:	impulsowa
Długość elementu zgrzewającego:	25 cm
Szerokość zgrzewu:	10 mm
Nóż do odcinania papieru:	tak
Max. szerokość rolek papieru:	24 cm
Wymiary zewnętrzne:	41 x 15 x 24
Waga:	5,4 kg
Zasilanie:	230 V
Pobierana moc:	300 W

www.autoklaw.pl